

# Sara® Stedy



Sara Stedy- ja Sara Stedy Compact -seisomatelineiden ansiosta yksittäinen hoitaja pystyy auttamaan potilaita istuvasta asennosta seisomaan erilaisissa toimissa päivän aikana.

## ARJO MOBILITY GALLERY



B

© Arjo 2019

**B.** Pystyy liikkumaan jonkin verran, mutta saattaa käyttää tukena kävelytelinettä tai kyynärsauvoja.

Lisätietoja saat Arjolta.

- **Edistää varhaista mobilisaatiota**  
Sara Stedy tukee varhaista mobilisaatiota rohkaisemalla potilaita olemaan itse aktiivisia noustaessa istumasta seisomaan.
- **Saatavana kaksi kokoa**  
Sara Stedyn ansiosta yksittäinen hoitaja pystyy auttamaan erikokoisia ja -kuntoisia potilaita nousemaan istumasta seisomaan.
- **Yksinkertaiset jokapäiväiset siirrot**  
Sara Stedy ja Sara Stedy Compact eivät ole sähkötoimisia laitteita.
- **DSDC Dementia Design Accredited Product**  
Stirlingin yliopiston Dementia Services Development Centre on arvioinut Sara Stedyn ja myöntänyt sille luokan 1B mukaisen DSDC-akkreditointiluokituksen.



# Tärkeimmät ominaisuudet

## SARA STEDY

Suunniteltu 149–193 cm:n pituisille ja enintään 182 kg:n painoisille potilaille.

### POIKKITANKOKAHVA

Potilas voi tukea itseään aktiivisesti vetämällä.

### KÄÄNTYVÄ ISTUIN

Kääntyvä istuin voidaan kääntää ulospäin, jotta potilas voi seistä, ja siirron aikana se puolestaan antaa istumatukea.

### POLVITUKI

Polvien kohdalla oleva pehmuste tukee potilasta seisomaan noustessa ja myös siirron aikana.

### POLJINKÄYTTÖISET JALAKSET

Helppo säätää sopimaan leveisiin tuoleihin.



## SARA STEDY COMPACT

Suunniteltu pienemmille 138–172 cm:n pituisille ja enintään 182 kg:n painoisille potilaille.

## TUOTETIEDOT

	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Suurin sallittu kuorma	182 kg	182 kg
Nostimen paino	29,4 kg	28,3 kg
Vähimmäissäilytyskorkeus yhteensä	1 050 mm	960 mm
Ulkoleveys jalakset kiinni	490 mm	490 mm
Ulkoleveys jalakset kokonaan auki	880 mm	880 mm
Sisäleveys jalakset kiinni	360 mm	360 mm
Sisäleveys jalakset kokonaan auki	750 mm	750 mm
Vapaa tila jaloille (lattiasta jalasten päälle)	100 mm	100 mm
Vapaa tila rungon alla (lattiasta rungon pohjaan)	30 mm	30 mm
Nostimen kokonaispituus	920 mm	890 mm
Kääntösäde	1 040 mm	1 020 mm

Matalakittaiset pyörät, kahdessa takapyörässä jarrut


Stirlingin yliopiston Dementia Services Development Centre (DSDC) on arvioinut tämän tuotteen ja sen rakenteen suhteessa dementiaa sairastaville potilaille tarkoitettujen tuotteiden suunnitteluperiaatteisiin ja käytettävyyteen dementiaapotilaille. Tunnistamisen helpottamiseksi tuotteen soveltuvuus on luokiteltu numerolla ja sitä vastaavalla selitteellä. DSDC Accredited Product -logo myönnetään yksittäiselle tuotteelle. Tämä akkreditointi ei koske tuotteen valmistusta tai lopullista käyttöä. Vaikka parhaalla mahdollisella tavalla onkin pyritty varmistamaan, että luokittelu vastaa tuotteen sopivuutta ja käyttötarkoitusta tämän esitteen painohetkellä, DSDC ei vastaa lopullisen tuotteen käytöstä, sen suorituskyvystä tai sen sopivuudesta käytettäväksi muiden tuotteiden tai kokoonpanojen kanssa. Jotta ympäristöä voidaan pitää dementiaapotilaille sopivana tai dementiaystävällisenä, myös muiden tuotteiden tekniset tiedot, niiden suorituskykytiedot (esim. valonheijastavuus (LRV-arvo), liukastumisen esto ja kuviointi) ja niiden sopivuus käyttötarkoitukseen on tarkoin huomioitava.

## LISÄVARUSTEET

Saatavana laaja valikoima pestäviä, kertakäyttöisiä ja pyyhittäviä nostoliinoja

Arjon desinfointiaineet

## TILAVAATIMUKSET



- Sininen alue osoittaa hoitohenkilökunnan tarvitseman vähimmäistyöskentelyalueen, joka tarvitaan mekaanisten apuvälineiden käyttöön ergonomisella tavalla yhdeltä puolelta.
- Vaaleansininen alue osoittaa tarvittavan työskentelyalueen laajennuksen, joka helpottaa toimimista kummaltakin puolelta ja takaa riittävän tilan potilaalle, mekaaniselle tuelle ja hoitohenkilökunnalle.